

Import Data Doctor



PUBLIC VISÉ

Ce cours s'adresse aux concepteurs de produit, aux dessinateurs et aux concepteurs industriels/conceptuels.
Effectif maximum : 5 personnes



PRÉREQUIS

Avoir suivi la formation Introduction à Creo Parametric.



DURÉE

1 jour
(7 heures)



OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Réparer un modèle importé non volumique avec l'outil Import Data Doctor dans Creo Parametric
- Reconstruire des surfaces avec l'outil Import Data Doctor dans Creo Parametric
- Modifier un modèle avec l'outil Import Data Doctor dans Creo Parametric



DESCRIPTION

- Concept « Import Data Doctor »
- Utilisation du mode Réparer : Réparations de base
- Utilisation du mode Réparer : Réparations avancées
- Utilisation du mode Modifier
- Utilisation du mode Créer fonction
- Conseils et techniques



MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Visioformation tutorée sur outil de classe virtuelle adaptée (chat interactif, tableau blanc, prise en main à distance...).

Un support de cours numérique hébergé sur une plateforme LMS est à disposition du stagiaire.



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Classe interactive : Découverte du module - Explications théoriques - Démonstrations - Exercices et observations



MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI

Exercices d'application :

- Exercices à réaliser en autonomie.
- Corrigés par le formateur et restitués de façon collégiale.
- Capitalisation des questions-réponses.

À l'issue de la formation une attestation de stage et une fiche de présence journalière seront remises à chaque stagiaire certifiant sa présence pour la durée du stage. La mention des acquis résultera de la mise en œuvre d'une évaluation continue par le formateur.



PROFIL DU / DES FORMATEURS

Équipe Technique référencée.

(CV du formateur fourni sur demande)



ASSISTANCE TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE POUR ACCOMPAGNER LE BÉNÉFICIAIRE DANS LE DÉROULEMENT DE SON PARCOURS

Notre équipe est à votre disposition via l'adresse formation@4cad.fr pour vous accompagner et répondre à vos questions avant et pendant toute la durée de la formation.

